


MAX 7.0 / 8.0 mm


Implant System

大直徑後牙重建應用系統

縮短療程、提升美學，平台內縮維持最佳生理性寬度，大白齒區最佳選擇。




Ø 7.0 mm



植體直徑 7.0 mm 接 5.0 mm 平台套件 (平台內縮)



Ø 8.0 mm



植體直徑 8.0 mm 接 6.0 mm 平台套件 (平台內縮)

The MAX implant of 7.0 mm lengths features a 1.6 mm smooth collar to accommodate the internal connection.

- 大白齒拔牙即植
- 簡單方便的內部結構
- 植入後四個月內就可修復

Tri-MAX Ø 7 & 8 mm 植體規格表

	直徑	長度	接二階平台
	Ø 7.0 mm	7.0 mm	5.0 mm
	Ø 7.0 mm	9.0 mm	5.0 mm
	Ø 7.0 mm	11.0 mm	5.0 mm
	Ø 8.0 mm	7.0 mm	6.0 mm
	Ø 8.0 mm	9.0 mm	6.0 mm
	Ø 8.0 mm	11.0 mm	6.0 mm



後牙即拔即種最佳選擇植體系統

Are your patients waiting for their molars?

Immediate implant placement in a molar socket



Restored by: Dr. S. Wasserman

MAX 植牙手程序

馬上植入 立即擁有



大白齒即拔即植最佳系統

CAD/CAM 假牙鷹復程式設計

